



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input checked="" type="checkbox"/>
ERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input checked="" type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

MALZEMENİN
ADI

İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2019 Kimyasal Sarf Talepleri Teknik Şartnamesi

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1-Mikrotom Bıçağı,

- Mikrotom bıçağı (disposable low profil, 35 derece açılı, standart boy, rutin kesit amaçlı tip)

a- Patoloji laboratuvarında mikrotom ile parafin doku bloğundan kesit yapmak amacı ile özel olarak üretilmiş olmalıdır.

b- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

c- Low profil tipte olmalıdır.

d- Standart mikrotom bıçak tutucularla uyumlu olmalıdır (80x8x0.25 mm)

e- Bıçak açısı 35 derece olmalıdır.

f- Kesim ağızı homojen olarak bilenmiş olmalı, kesim yüzeyleri çizik oluşumunu önlemek amacı ile özel teflon kaplaması ile kaplanmış olmalıdır.

g- Kaplama materyali parafin kesitin bıçak yüzeyinden kırışmadan kaymasını sağlayacak özellikte olmalıdır.

h- Standart özellikler taşıyan en az 20 bloğun sorunsuz olarak kesilebilmesine olanak sağlayacak dayanıklılığa sahip olmalıdır.

i- Bıçaklar koruyucu özel dispenser kutular içinde verilmelidir. Kutular bıçağı ortamdaki darbelerden korumalı, bıçakların kolayca ve tek tek çıkarılabilmesi için kızak sistemi içermelidir. Kutu üzerinde ürün ve üretici firmaya ait bilgiler bulunmalıdır.

j- Hatalı ürün içeren (bileme ve kaplama özellikleri homojen olmayan, standart kesit veremeyen, istenilen dayanıklılık düzeyine ulaşamayan) ambalajların ücretsiz değişimi taahhüt edilmelidir. Bu taahhüt, yüklenici firma tarafından yazılı olarak muayene kabul komisyonuna sunulmalıdır.

2-Absolu Etil Alkol %99

a- Konsantrasyon oranı en az v/v %99,8 lik olmalı, etiket üzerinde analiz bilgileri bulunmalıdır.

b- Su oranı %0,1'i aşmamalıdır.

c- Methanol oranı ise %0,1'i aşmamalıdır.

d- Xylene kimyasalı ile karıştırıldığında herhangi bir bulanıklık oluşturmamalıdır. En fazla 2,5 litrelik ambalajda olmalıdır.

3-Asetik Asit

Histokimya laboratuvarında solüsyonların hazırlanmasında kullanılan w/w %100 safıkta kimyasal malzemedir.

Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünohistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanılan sarf malzemeleridir. En fazla 2,5 litrelik ambalajda olmalıdır.

4-Aseton Extra Pure

a- Madde Resmi Adı : Propan-2-one, CAS No. : 67-64-1, DİZİN No. : 606-001-00-8, FINECS No. : 200-662-2

b- Konsantrasyon Oranı. En az % 99 olmalı, ürün etiketi üzerinde bilgiler okunaklı bir şekilde bulunmalıdır.

c- Havada Patlama/Parlama sınırları: yaklaşık 2,1 - 13%(V) sınırlarında olmalıdır.

Normal kullanım koşullarında kararlı olmalıdır. En fazla 2,5 litrelik ambalajda olmalıdır.

5-6(EA 50 ve Orage G 6)

Sitoloji laboratuvarında papanicolaou tekniğinde kullanılan sıvı formda kullanıma hazır boya maddesidir.

Papanicolaou tekniğinde kullanılan EA 50 (Papanicolous stain) ve Orange G 6 boyası ile birlikte kullanılacağından ikili boya çalışmasına uyumlu olmalıdır.

Papanicolaou tekniğinde kullanılan EA 65 (Papanicolous stain) ve Orange G 6 boyası ile birlikte kullanılacağından ikili boya çalışmasına uyumlu olmalıdır.

EA 50, EA 65 ve Orange G 6 malzemeleri grup olarak değerlendirilecektir.

7-Eosine Yellowish

Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünohistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

$C_{20}H_{12}Br_4Na_2O_5$ Formülasyonunda olmalıdır.

9.2 (10 g/l, H₂O, 20 °C) Ph aralığında olmalıdır.

8-Fenol Solusyonu

Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünohistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanıma uygun

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Dilçak Yılmazbayhan



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	X
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

olmalıdır.

En fazla 500 cc ambalajda olmalıdır.

9-Formaldehit %38-40

a-%38-40 konsantrasyon derişimde olmalıdır.

b- Çöküntü ve tortu içermemelidir.

c Ürün çökme ve tortulanmayı engelleyici, koruyucu (%10-15) metanol ile stabilize edilmiş olmalıdır.

c Malzeme; rutin laboratuvarında otomasyon cihazında doku takip amaçlı ve histokimya laboratuvarında boyama tekniğinde (retikülin) kullanılabilen sıvı özellikte, %38-40 saflıkta olmalıdır.

d-En fazla 2,5 litrelik ambalajda olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır ve kapağı uçmayı engelleyecek şekilde kilitli olmalıdır.

10-Formaldehit Tamponlanmış

a % 3,6 – 4 oranında formaldehit molekülü içermelidir.

b Konsantre veya kullanıma hazır formda teklif edilebilir.

c Teslim edilecek miktar kullanıma hazır forma göre belirlenmiştir. Firma konsantre ürün teklif ettiği taktirde sulandırma oranını dikkate alıp kullanıma hazır forma göre talep edilen miktarı karşılamalıdır.

d Fosfatla tamponlanmış ve pH değeri 7.4 ± 0.2 olmalıdır.

e-Ürün çökme ve tortulanmayı engelleyici, koruyucu amaçla metanol (%10-15) ile stabilize edilmiş olmalıdır.

Orijinal ambalajında olmalıdır ve kapağı uçmayı engelleyecek şekilde kilitli olmalıdır. En fazla 2,5 litrelik ambalajda olmalıdır.

11- Giemsa Likit

a-Tıbbi Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, alkol-bazlı, lökositlerin, eritrositlerin, trombosit ve parazitlerin nükleus ve sitoplazma morfolojilerini ayırt etmekte, kemik iliği yaymalarının kullanıma uygun olmalıdır.

b-Derişimi; 4 mg/ml. metanol: su (7:3) oranında olmalıdır.

c Ürün en az 0,5 litrelik ambalajlarda olmalıdır. Ambalajlar PVC veya sert PVC malzemeden uzun ve orta vadeli ürünü dışarı bulaşmaya imkan vermeyecek şekilde korunaklı olmalıdır.

12- Gold II Clorid,

a- Linear Formula $AuCl_3 \cdot H[AuCl_4]$ Formunda olmalıdır.

b- Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünohistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

Molecular Weight303.33 ağırlığında olmalıdır.

13- Gümüş Nitrat,

a-Histokimyasal gümüşleme tekniklerinde kullanılan kimyasal malzemedir.

b $AgNO_3$ formülünde ve molekül ağırlığı 169.87 g olmalıdır.

c Oda ısısında rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilmiş olmalıdır.

Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünohistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanılan sarf malzemeleridir.

14-Harris Hematoksilen,

a-Patoloji laboratuvarında rutin boyama işleminde kullanılan, kullanıma hazır likit formda boya maddesidir.

b-Ürün, boyama işleminde maksimum 5 dk. sürede boyama yapabilmelidir.

c-Hazırlanan solüsyon, boyama işleminden sonra uygulanan morartma/bluing işlemiyle istenen düzeyde renk değişimini, çekirdek detayını ve hücreler/dokular arası yeterli düzeyde kontrast ve spesifik boyanmayı sağlamalıdır.

d-Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünohistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanılan sarf malzemeleridir ve teklif edilen ürün bu tarife uygun olmalıdır.

15- Mayer Hematoksilen

a Patoloji laboratuvarında rutin boyama işleminde kullanılan, kullanıma hazır likit formda boya maddesidir.

b Ürün, boyama işleminde maksimum 10 dk. sürede boyama yapabilmelidir.

Hazırlanan solüsyon, boyama işleminden sonra uygulanan morartma/bluing işlemiyle istenen düzeyde renk değişimini, çekirdek detayını ve hücreler/dokular arası yeterli düzeyde kontrast ve spesifik boyanmayı sağlamalıdır.

c-Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	X
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

boyama yönteminde, immünhistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanılan sarf malzemeleridir.

16-Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asit %30 Derişimde olmalıdır.

Renksiz, tortusuz, berrak olmalıdır.

1.0 (0.1 M çözelti) Ph'da olmalıdır.

17-May Grunwald Stain

a Giemsa (May-Grunwald) hematopoetik dokular ve bazı mikroorganizmalarda mevcut hücrelerin görüntülemesinde,

b Formalin ile fikse, parafine gömülü veya frozen dokularda da kullanılabilir olmalıdır.

c May Grunwald Stok Solusyon halinde teslim edilmelidir. Koyu renkli 1 litrelik şişede, orijinal ambalajında, Ürünün son kullanım tarihi uzun vadeli olmalıdır. Etiketleri üzerinde analiz bilgileri bulunmalıdır.

18-Metanol Extra Pure

Oda ısısında rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilmelidir. Parlayıcı, ısıya duyarlı madde olduğundan uygun şartlarda transfer edilmelidir. (UN No 1230. Paketleme Grubu II. Tehlike sınıfı 3.6.1)

Şartlarına uygun olmalıdır.

Görünümü, Karakteristik kokusu olan renksiz sıvı olmalıdır. Kaynama Noktası: 64.7 °C, Erime noktası: -98 °C olmalıdır.

Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünhistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

19- Periyodik Asit,

a- Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünhistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

b Katı halde, renksiz ve kokusuz olmalıdır.

c ~14 (56 g/l H₂O) (200C de), soda kostik.

20- Fosfat Buffer 10X,

a 100 ml. ambalajda olmalıdır.

b Ph'sı 7.4 olmalıdır.

c 10(X)konsantrasyonda olmalıdır.

21- PONCEAU S

- C₂₂H₁₆N₄O₁₃S₄ formülasyonda olmalıdır,

- 0.1% (w/v) Ponceau S in 5% Asetik asit veya 2% (w/v) Ponceau S in 30% triklor asetik asit olmalıdır.

22- Toluidin Blue,

a-İnce İğne aspirasyon biopsilerinde kullanıma uygun olmalıdır.

23-Plastik Blok Arşiv Kutusu,

a-Kutu sert plastik malzemeden ve 3 gözlü olmalıdır.

b Çekmeceleri şeffaf olmalıdır.

c Boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır.

d Çekmeceler kulplu ve kulpların üzerine etiketleri olmalıdır.

e Kutuların üstlerinde ve yanlarında diğer kutularla iç içe geçmesini sağlayan kızaklı sistem bulunmalıdır.

	EN	DERİN	YÜK
Dış	260	340	150 mm
Çekmece	260	340	45 mm

24- Pap Pen,

a- Siyah renkte olmalıdır.

b Kullanım esnasında formaldehit, alkol, ksilen,asetondan etkilenmemelidir

c Yazdıkları kolaylıkla silinmemelidir.

d Dispoşibal embeding kaset ve cam üzerine yazmaya uygun olmalıdır.

25- Permanant Kalem,

a- Kullanım esnasında formaldehit, alkol, ksilen,asetondan etkilenmemelidir.

b Yazdıkları kolaylıkla silinmemelidir.

c-Dispoşibal embeding kaset ve cam üzerine yazmaya uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	X
DIŞ HEKİMİ İĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

- 26- PİPET Ucu,
a- Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünhistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
b- 200µl. hacimde olmalıdır.
c- Disposable olmalıdır. Tüm pipetlerimizde kullanılabilir olmalıdır.
- 27- Plastik İdrar Kabi,
a- Tıbbi numunenin zarar görmesini engelleyecek polistrein malzemeden yapılmış olmalı,
b- Taşıma, çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır,
c- Taban kısmı düz, kapak kısmı ise sıvıyı sızdırmayacak şekilde geçmeli olmalıdır,
d- En az 200 cc hacimde olmalıdır.
- 28- (Falkon) Tüpü 15cc
a- En fazla 15 cc hacimde olmalıdır.
c- Tıbbi numunenin zarar görmesini engelleyecek polistrein malzemeden yapılmış olmalı,
d- Dibi konik, gövdesi dereceli olmalıdır.
e- Ağız vida kapaklı olmalıdır.
- 29- Cytofunnel Ez Single
a- Cytospin (sitosantrifüj cihazı)'de sıvı örneklerin içine konabileceği bir hazne görevi yapmalıdır.
b- Her lam üzerine bir örnek uygulayabilir olmalıdır.
c- Her bir hazne için bir adet pozitif işaretli lam verilmelidir.
d- Her bir örnek haznesinin ağırlığı eşit olmalı, dönme esnasında cihaz zarar görmemelidir.
e- Sitoloji Laboratuvarı rutin çalışmasında kullanılacaktır. Demirbaş envanterimizde 25303060319000000900002 numara ile kayıtlı olan Cytospin 3-4 cihazına uyumlu olmalıdır.
- 30- Lam Ground, Frosted (45°C),(0-1,2mm)
a- Demirbaş kayıtlı bulunan lam kapama cihazına uyumlu olmalıdır.
b- Rodajlı olmalıdır,
c- Sablajlı, renkli,köşeleri 90 derece tıraşlanmış olmalıdır,
d- Superfrost özellikte temiz olmalı,yazı yazılan kısmı elle kolay silinebilir nitelikte olmamalıdır.
e- Beyaz camdan (3.3 borosilicate metaryalden imal edilmiş olmalıdır.)
f- Birbirine yapışır halde bulunmamalıdır, yağlı tozlu kirli olamamalıdır.
- 31- Lamel 24x60mm,
a- Lameller yağlı, kirli ve tozlu olmamalıdır.Boyutları 24mmx60mm ebatında olmalıdır.
b- Lameller birbirine yapışmamalıdır.
c- Lameller laboratuvarımızda bulunan lam kapama cihazında kullanıma uygun olmalı kapatma esnasında kırılmamalıdır.Lamellerin kalınlığı (Nr 1,5 0,16mm-0,19mm aralığında olmalıdır) bu kutunun üzerinde belirtilmelidir.
- 32- Parafin-Wax
a- Patoloji laboratuvarında; doku takibi ve embedding aşamalarında kullanılan palet formda kimyasal bir üründür.
b- Erime derecesi maksimum 56-58 C⁰ de olan temiz ve parlak boncuk formda, granüllerin birbirine yapışmasını engelleyecek polimer katkılı olmalı ve yağ oranı takip işlemini ve kesit işlemini engellemeyecek ölçülerde olmalıdır.
c- Donma esnasında kırılma, çatlama ve çekme yapmamalıdır.
d- Doku penetrasyonu ve çözünümü; hızlı, kuvvetli ve tam olmalıdır.
e- En fazla 25 Kg'lık ambalajlarda (tercihan 10 Kg) olmalı ve ambalajlar parafini nemden koruyacak özelliklerde olmalıdır.
f- Malzemenin üretici firma ürün sertifikasını dosya içeriğinde sunulmalıdır.
- 33- Schiff Bazı,
a- Rutin histopatoloji laboratuvarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
b- Koyu renkli şişede en fazla 500cc ambalajda bulunmalıdır.
- 34- Ksilen (Konvansiyonel),
a- Konvansiyonel formda olmalıdır (Dimetil Benzen-Xylene veya Ksilol)
b- Malzeme doku takip işlemi ve boyama işleminde kullanılan teknik özellikte likit formda kimyasal malzemedir.
c- Ürün; 20 °C'de 0.860-0.866 g/cm³ yoğunlukta olmalı ve su içeriği %0.05'yi geçmemelidir.
d- Ürün en az 2,5 lt'lik ambalajlarda olmalıdır.
- 35- Entellan
a- Ksilenin kullanıldığı histopatolojik uygulamalarda lam kapatma ajanı olarak kullanıma uygun olmalıdır.
b- Ksilen bazlı olmalıdır.
c- Aromatik hidrokarbon bazlı olmamalıdır.

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	X
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

- d Otomatize edilmiş sistemlere uyumlu olmalıdır.
37-Bakır II Asetat,
Diğer isimleri: Cupric acetate, en fazla 500Gr ambalajda olmalıdır.
Kimyasal formülü: (CH₃COO)₂Cu * H₂O
Rutin histopatoloji laboratuvarında kullanılmaya uygun olmalıdır. Koyu renkli şişede bulunmalıdır.
38-Cryomatrix,
a- Patoloji laboratuvarında frozen ve immünfloresan tekniklerinde kullanılan akıcı kıvamda kimyasal malzemedir.
b- Frozen ve immünfloresan uygulamaları sırasında, dokuyu iyi tutmalı, uygun zamanda katılaşmalı, hava kabarcığı oluşturmamalı, çok akıcı kıvamda olup fazla sarfiyat oluşturmamalıdır.
c- İçeriğinde polivinil alkol oranı % 11'in altında olmalıdır. Carbowaks % 5'in altında olmalıdır. Non-reaktif ingredients % 85'in üzerinde olmalıdır.
d- Ürün en az 125 ml'lik ambalajlarda olmalı ve ambalajlar damlalık özelliği içermelidir.
39- Plastik Kapaklı Doku Takip Kaseti
a- Patoloji laboratuvarında kullanılan değişik boyuttaki dokuların işlemden geçmeden önce yerleştirileceği standart, renkli, kapaklı doku takip kasetleridir.
b- Kasetler, İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalında bulunan 253030603190000000900002 demirbaş numarasına kayıtlı Shandon Micro Writer kaset yazıcı ve 253030520000000001100001 numaralı Shandon Excelsior FS, 25303052000000000110000 2 Pathcentre ve 253030520000000001100003 sicil numaralı Sakura VIP 6 doku takip cihazının kaset yükleme yuvalarına uyumlu olmalıdır.
c- Kasetler acetal polymer malzemeden üretilmiş olmalıdır.
d- Gözenekleri kimyasal geçişine uygun nitelikte olmalıdır.
e- Patolojide kullanılan kimyasallara ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır. (Takip esnasında alkol, aseton, ksilen, parafin gibi solvent ve fiksatiflerden dolayı fiziksel ve fonksiyonel deformiteye uğramayacak polimer, plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
f- Kaset yüzeyleri tüm kasetlerde standart ve laboratuvarında mevcut kaset yazıcı cihazına yazı yazmasına uygun özellikte olmalıdır (Boyut farkı ve çapaklanma olmamalıdır.)
g- Kaset numarator yüzeyi açısı kaset yazıcı ile tam uyumlu olmalı, kaset yazıcının numara yazma işlemi sorunsuz şekilde gerçekleşebilmelidir.
h- Plastik kesitler -20 derecede dondurulduğunda kırılma, çatlayama ve benzeri deformasyonlar göstermemeli, bu sıcaklıkta rutin blokama parafinleri ile uyum sağlamalı ve parafinde ayrışma ve çatlamlar oluşmamalıdır.
i- Kaset kapakları kasetlere yanlardan bir tırnak ile monte edilmeli ve kapaklar kaset üzerinde kolayca hareket edebilmelidir.
j- Mikrotom standart kaset tutucularına tam olarak oturacak ebat ve şekilde üretilmiş olmalıdır. Kesim işlemi sırasında plastik elastikiyetine bağlı olarak titreşim oluşturmamalıdır.
k- Kasetin gövdesi üzerinde kurşun kalemle kalıcı olacak yazı yazılması için özel bölge olacaktır. Yazı yazılacak yüzey yazının dağılmasını engelleyecek özellikte olmalıdır. Pürtükle ve parlak kaygan görünümde olmamalıdır.
l- Kasetler kullanıcının seçtiği en az beş farklı renkte teslim edilmelidir (Teslim edilecek plastik doku takip kasetleri laboratuvar ihtiyaçlarına görev belirlenen sayıda ve renklerde olmalıdır bu renkler(beyaz, pembe, acık mavi, koyu mavi, yeşil) numune teslim edilmesi esnasında getirilmelidir.)
40-Pikrik Asit
a- Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünhistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
b- Kristal, Solid. (Crystals solid) formda olmalıdır, 2,4,6- trinitrophenol; 1,3,5- Trinitrophenol derişimde olmalıdır. Sarı-bitter kokusunda olmalıdır.
41-Formik Asit
a- Kemik iliği biyopsilerinin dekalsifikasyonunda kullanılan sıvı formda kimyasal üründür.
b- % 98-100 (EXTRA PURE) oranında saflığa sahip olmalıdır. Bu saflık derecesinde olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ÜRÜN TESLİM
ŞARTLARI

- a- Ürün Teslim Yeri: İstanbul Tıp Fakültesi Ayniyat Saymanlığı Kit Kimyasal Deposuna Teslim Edilecektir.
b- Ürün Teslim Şekli: Ürünler partiler halinde teslim edilecektir.
c- Ürün Teslimat Zamanı: Ayniyat Biriminin resmi talebine müteakip en fazla 20 iş

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Dilçak Yılmaz Bayhan



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

günü içerisinde İstanbul Tıp Fakültesi Kit Kimyasal Deposuna teslim edilir.

DEPOLAMA
ŞARTLARI

Oda sıcaklığında, rutubetsiz alanda muhafaza edilmiş olmalıdır.

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİĞİ

Patoloji rutin laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde, immünhistokimya laboratuvarında boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADİ

En az 12 ay kullanım süresi olmalıdır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.
2-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
3-İstekliler, teklif edilen ürünlerden birimi adet olarak tanımlanmış ürünlerden en az 2 adet, litre bazında tanımlanmışlardan en az 500 cc, Kg olarak tanımlanan ürünlerden ise en az 100 Gram numuncyi(Gold Klorid hariç olmak üzere), ihale sonrasında 3 iş günü içerisinde Anabilim Dalımıza teslim edeceklerdir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan