






**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>YAMA(PATCH) DERİ TESTİ İŞARETLEME KALEMİ(SKİN MARKER) TEKNİK ŞARTNAMESİ</b>	
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	1. Kesik, kalın, kün uçlu olmalıdır. 2. İnce uçlu deri işaretleme kalemleri uygun değildir.	
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	Yama testi kalemleri deri için nontoksik özellikte olmalı ve boyası 72 süreyle deriden silinmemelidir.	
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	Kuru ve serin yerde muhafaza edilebilmelidir.	
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	Deri yama testi yapılan hastalarda alerjenlerin yerlerinin 3-4 gün içerisinde kaybolmaması için, uzun süre çıkmayan deri işaretleme kalem kullanılmalıdır. Bu kalemle hastanın sırtı çizilerek işaretlenmelidir.	
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	Malzemenin miadı en az 1 yıl olmalıdır. Miadı dolan ürünler yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.	
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	Tekli kalemler halinde miktarınca teslim edilmelidir.	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.	
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1-Firma ihale sırasında ürünü değerlendirmeye 1 adet numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.	
<b>İMZA - KAŞE</b>  İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Can BAYKAL Dip. Tescil No: 1197	<b>İMZA-KAŞE</b>  İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Esen ÖZKAYA Dip. Tescil No: 53527 Dermatoloji Uzmanı	<b>İMZA - KAŞE</b>  Prof. Dr. Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dip. Tescil No: 32249



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**



**ALERJEN YÜKLENEBİLEN TEST KUYUCUĞU (10x100)**

1. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğunun katkı maddesi serbest polietilen plastikten olmalıdır.
2. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak alerjik olmayan yapışkan bir panel üzerinde bulunmalıdır. Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak olmalıdır. Kuyucukların hacmi 60-65 µl olmalıdır. Allerjenlerin test öncesi Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu içine doldurularak önceden hazırlanması ve buzdolabında 2 haftaya kadar saklanabilir olması gerekmektedir.
3. Sağlık Bakanlığında alınmış “ Üretim , ürün veya ithalat izin belgesi ” muayene kabul komisyonuna sunulmalıdır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI**

+2 °C ile +8 °C ' de muhafaza edilmelidir. Oda sıcaklığında kullanıcı tarafından 2 haftaya kadar saklanabilmelidir.

**KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ**

İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim dalında kullanılacaktır.

**AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI**

Her biri 10 odacık taşıyan kapaklı bantlar halindedir. Bir kutuda 10 x 100 odacık (kuyucuk ) bulunmalıdır.

**TESLİMAT ŞEKLİ**

Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.

**ZORUNLU ÖZELLİKLER**

- 1-Firma ürünü değerlendirmeye ihale sırasında 1 adet numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
- 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

**İstanbul Tıp Fakültesi**  
**Prof. Dr. Can BAYKAL**  
**Dip. Tescil No: 41233**  
**Dermatoloji Uzmanı**  
**İMZA - KAŞE**

**İstanbul Tıp Fakültesi**  
**Prof. Dr. Esen ÖZKAYA**  
**Dip. Tescil No: 53527**  
**Dermatoloji Uzmanı**  
**İMZA - KAŞE**

**Prof. Dr. Rukiye KÜÇÜKOĞLU**  
**İstanbul Tıp Fakültesi**  
**Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı**  
**Dip. Tescil No: 32249**  
**İMZA - KAŞE**



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>DERİ YAMA (PATCH) TEST ALERJENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	5 gr'lık plastik enjektörler yada 5 ml'lik damlalık şişelerde olmalıdır.
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	1. Kimyasal alerjenler vazelin içinde katı halde, su içinde çözülmüş sıvı halde bulunmaktadır. 2. Kimyasal özellikleri metal, ilaç, koku, boya, koruyucu, yapıştırıcı, lastik, baz madde gibi çeşitli kontakt alerjenlerdir.
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	1. Alerjenler soğuk zincir koşullarında korunmuş olmalı ve soğuk zincir koşullarında teslim edilmelidir. 2. Laboratuvar şartlarında normal buzdolabı koşullarında saklanmaktadır.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	1. Teklif edilen yama testi alerjeni alerjik kontakt ekzemanın tanısında kullanılan yama testi (patch test) için üretilmiş olmalıdır. 2. Yama testi hastanın sırtına ve üst kol dış yüzüne uygulanan noninvaziv deri testidir.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1. Bazı alerjenler birden fazla (kozmetik, koku, ev hanımı, diş, sistemik ilaçlar, bitkiler, tekstil, deri, lokal tōrapatikler, lastik, berber, matbaa, büro, cila, plastik, tutkal, metaller ve photo patch) test serilerinde kullanılmaktadır. 2. Uzun miadlı alerjenler teslim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır. 12 aydan daha kısa miadlı olanlar idarenin belirlediği sıklıkta partiler halinde teslim edilmelidir. Miadı dolan ürünler yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, CE işareti belirtilmelidir. 2. Plastik enjektörler 5 gr'lık yada damlalık şişelerde 5 ml'lik olmalıdır.
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1-Firma ürünü değerlendirmek için ilgili ana bilim dalına ihale sonrası ilk üç(3) iş günü içerisinde 1 adet numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Can BAĞCI  
Dip. Tescil No: 41233  
Dermatoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA  
Dip. Tescil No: 33527  
Dermatoloji Uzmanı

İMZA - KAŞE  
Prof. Dr. Rifkiye KÜÇÜKOĞLU  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tescil No: 32249