



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

DOĞUM VAKUM ALETİ TEK KULLANIMLIK

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- Tek tek steril paketler içinde olmalıdır.
2. Ürünün vakum yapan el pompası ve çapı 5 cm olan plastik vakum uygulayan başlık çanı ve bu ikisini birbirine bağlayan içi çelik telli 16 cm'lik çekme kordonu ve aynı zamanda vakum kuvveti ile başı çekme kuvvetini ayrı ayrı gösteren indikatör mekanizması olmalıdır.
3. Ürünün pompa kısmında sadece başa uygulanacak vakum basıncını gösteren ayrı bir mekanizma olmalıdır.
4. Ürünün pompa kısmında sadece başı çekmenin kuvvetini gösteren ayrı bir çekme kuvvet indikatör mekanizması olmalıdır.
5. El vakum pompası verilecek basıncı Bır/mm, Hg, KPa, Bar cinsinden gösterir olmalıdır.
6. El vakum cihazı kullanıldığında başa uygulanan basınç göstergesi basıncı Doğumu Yaptıran Uzman Hekime bilgi verecek şekilde Yeşil (uygun Basınç Miktarı) Kırmızı (Tehlikeli) renklerle de gösterir olmalı.
7. El vakum Pompası verilecek basıncı boşaltmak üzere vakum boşaltma düğmesine sahip olmalı
8. Ürün tek kullanımlik olmalıdır.
9. Latex içermemelidir.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

Doğumun uzamış ikinci evresini kısaltma ihtiyacında Bebeğin Çıkımına yardımcı olmak amacı ile kullanılmalıdır.

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADİ

Son kullanım ürün ambalajında yazılı olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

- 1- Her ürün steril orijinal ambalajda bulunmalıdır.
- 2- Ürün ambalajında son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, CE işareti ve Lot Numarası bulunmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerinegün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. A. K. YILDIRIM
Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dip. No: 16666-20/84
Tescil No: 30042

Op. Dr. Eylem
Göçer

Op. Dr. Sule
Biral

