

## İĞNESİZ VEN VALFİ İÇİN DEZENFEKTAN KAPAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

İğnesiz ven valfi koruyucu kapakları, dış kısmı sert plastikten yapılmış kapak ve iç kısmı %70 izopropil alkol ihtiva eden sünger olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır

Kullanıcının isteğine göre; hasta başı kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla, yatak başı serum alanına takılabilecek şekilde bir strip üzerinde dizilmiş ya da kutu içerisinde tek tek olmalıdır

Kullanım sırasında stripten kolaylıkla ayrılmalıdır

Dezenfektanlı kapaklar her marka ve model ven valfi ile uyumlu yapıda olmalıdır

Kapak, iğnesiz ven valfine takıldıktan 2 (iki) dakika sonra log 4 seviyesinde dezenfeksiyon sağlamalı ve bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalı

Dezenfektanlı kapaklar ven valfi üzerinden ayrıldığında uygulama öncesi ven valfinin kuruması için ek bir süre beklenmesine gerek duyulmamalıdır

Dezenfektanlı kapaklar ven valfi üzerinden ayrıldığında kapaktan kaynaklı partikül kirliliği oluşturmayacak alkol emici materyal seçilmiş olmalı ve bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalı

Dezenfektanlı kapaklar valften ayrıldıktan hemen sonra ve tedaviye başlamadan hemen önce ven valfi üzerinde alkol kalıntısı kalmamış olmalı ve bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalı

Dezenfektanlı kapaklar biyouyumlu olmalı ve bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalı

Dezenfektanlı kapaklar ilk kullanımın ardından ven valfinden ayrılmadıkça, mekanik bariyer özelliğini 7 (yedi) gün korumalı, kontaminasyona izin vermemelidir. Bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalı ihale dosyasına eklenmelidir

Dezenfektanlı kapakların tek tek üzerinde ve çoklu kutu ambalajı üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 24 ay olmalıdır

Kapak içeriği steril ve tek kullanımlık olmalıdır

Fulya Güler

Gült

Jzm Hemşire  
Nurdane GÜDER  
İç Hastalıkları Anabilim Dalı  
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Erzurum Tıp Fakültesi  
Yrd. Doç. Dr. Meliha NALCACI  
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Hematoloji Uzmanı  
E-posta Adresi: 201716