



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL
TIP
FAKÜLTESİ

| | |
|---------------------------|---|
| MALZEMENİN ADI | GAİTADA GİZLİ KAN |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | Kart Test |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | Kitler ve örnekler (en az 6 ay saklanabileceği) için uygun saklama ve depolama koşulları yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | Tanı ve tedavi takibi. |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADI | 1. Kullanıma hazır durumda ise kullanım süreleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 2. Miadın bitmesine 3 ay kala ürünler yeni miadlı olanlarla değiştirilecektir. |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | |
| TIBBİ ÖZELLİKLER | 1. Tek kullanımlık kart test olmalıdır. 2. Numune çubuğu, dışkı kabı, solüsyon ve sarf malzemeleri test sayısına uygun miktarda verilmelidir. 3. Test ön işlem safhası içermemelidir. 4. Sonuç verme süresi <u>5 dakikadan</u> uzun olmamalıdır. 5. Reaksiyonlar insan Hemoglobini tespit etmeli hayvan kaynaklı Hemoglobin ve demir reaksiyon sonucunu etkilememelidir. 6. Kart testler immünokimyasal yöntemle ölçüm yapılmalıdır. 7. Tespit limiti 50ng/mL veya daha düşük olmalıdır. |
| TESLİMAT ŞEKLİ | Malzeme ve sarfların teslimatı tek seferde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişten sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir. |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | 1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır. 2. Teklif edilen malzeme CE belgesi veya FDA onaylı olmalıdır. 3. İstekliler, Idarenin talebi doğrultusunda ihale tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarında kitlerin çalışma yerindeki performansını değerlendirmek amacı ile demo yapacaktır. Demoda uygun bulunmayan kitler ihale dışı bırakılacaktır. 4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. |

Doç. Dr. A. Fatih AYDIN

Dr. Fatma Hande KARPUZOĞLU
Biyokimya Uzmanı
Dip No: 25186/28654

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dr. Özge CEYLAN
Dip. Tes. No:215196



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ X

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

| | |
|---------------------------|---|
| MALZEMENİN ADI | İDRAR TOPLAMA KABI, 24 SAATLİK |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none">1. Tek kullanımlık olmalıdır.2. En az 3.0 lt kapasiteli olmalıdır.3. İdrar toplama kabı delik, yırtık, bütünlüğü bozuk olmamalıdır.4. Numune aktarımına uygun kapak içermelidir.5. Numune olarak bırakılan ürünlerin uygunluğu denenerek karar verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.6. Üretici firma CE, ISO, TSE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.7. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none">1. Disposable olup, eser Element analizi için uygun şartlar taşımaktadır. |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | Uygun şartlarda Laboratuvarımızın deposunda saklanmaktadır. |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | Tek kullanımlık olup hastaya Eser Element çalışılmak üzere 24 saatlik idrar biriktirmesi için verilmektedir. |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADI | Laboratuvarımızda tükenene kadar kullanılmaktadır. Paketlerinde saklanmak koşulu ile. |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | |
| TIBBİ ÖZELLİKLERİ | |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | <ol style="list-style-type: none">1. Tüm malzemeler orijinal ambalajında olacaktır. Ambalajın üzerinde kaç adet olduğu yazılı olacaktır.2. Yüklenici firma ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Teklif edilen her ürün için 1 adet numuneyi (orijinal olmak kaydıyla) ihale saatinde ihale komisyonuna sunmalıdır.4. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmektedir. |
| | <p>İMZA- KAŞE Dr. Fatma Hande KARPATZIOĞLU Biyokimya Uzmanı Dip No: 25186/28654</p> <p>İMZA- KAŞE Doç. Dr. Ayşe Gül TELCİ</p> <p>İMZA- KAŞE Taner EROL</p> |