



**T.C.**  
**İSTANBUL HASTANESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>İstanbul Hastanesi</b> <b>2026 Dönemi İ.T.F. Esenyurt Hizmet Birimi Ameliyathane Biriinde</b> <b>Kullanılmak Üzere Kullanıma Hazır %10 luk Formaldehit Temin talebi Hk.</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<p><b>3-Formaldehit %38-40</b> a- %38-40 konsantrasyon derişimde olmalıdır. b- Çöküntü ve tortu içermemelidir. c- Ürün çökme ve tortuyu engelleyici, koruyucu (%10-15) methanol ile stabilize edilmiş olmalıdır. c- Malzeme; rutin laboratuvarında otomasyon cihazında doku takip amaçlı ve histokimya laboratuvarında boyama tekniğinde (retikülin) kullanılabilen sıvı özellikte, %38-40 saflıkta olmalıdır. d- En fazla 5 Litrelik ambalajda olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır ve kapağı uçmayı engelleyecek şekilde kilitli olmalıdır. e- Ürünün ambalajı üzerinde ürünün kalite denetiminden geçtiğini ve muhteviyatını gösteren barkod ve/veya karekod olmalıdır. olmalıdır. f- Ürünler en fazla 5(Beş) litrelik sızdırmaz PVC ambalajda olmalıdır. e- Ürün üzerinde %10 konsantrasyonda kullanıma hazır halde olduğu tartışmaya mahal vermeyecek nitelikte okunaklı şekilde belirtilmelidir. G-ürünler tercihen Ph deęişimlerinin önüne geçilebilmesi için tamponlanmış olmalıdır.</p>
<b>ÜRÜN TESLİM ŞARTLARI</b>	<p>Ürün teslim yeri: Ürünler, Kurumumuzun istedięi doęrultuda teknik şartnamaya uygun şekilde, ayniyat biriminin resmi talebine müteakip en fazla talep edilen tarihten 10 (on) iş günü içerisinde partiler halinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesi kit kimyasal deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere, personeli vasıtasıyla istif edilmesi şartıyla teslim edilmek zorundadır. b- Ürün Teslim Şekli: Ürünler formaldehit etkinlik süresine menfi etki olmaması için idarenin talepleri doęrultusunda partiler halinde teslim edilecektir.</p>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	Oda sıcaklığında, rutubetsiz alanda muhafaza edilmiş olmalıdır.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	Tıbbi Patoloji rutin histopatoloji laboratuvarında gerek doku takip işlemlerinde gerekse histokimya laboratuvarında boyama yönteminde veya immünhistokimya laboratuvarında boyama-takip yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	Aksi belirtilmedikçe üretim tarihinden başlamak üzere en az 6(Altı) ay kullanım süresi olmalıdır.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<p>1-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak deęiştirecektir. 2-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir. 3-İstekliler, en az 5 litre %10 kullanıma hazır formaldehit numunesini ihale sonrasında 3 iş günü içerisinde İ.T.F. Satın Alma Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Gelen numuneler test edilecek, deęerlendirilecek ve deęerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.</p>

İMZA

Hulya Özdemir  
*[Signature]*

İMZA

Musa Gönüllü  
*[Signature]*

Monoblok Ameliyathaneler  
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu  
Uzm. Hem. Sibel TOPRAK

*[Signature]*